

HAKEN

CÂN ĐO SỨC KHỎE THÔNG MINH

Model: HK-CD01

Thời gian ra hàng: T01.2024

HAKEN.VN

NỘI DUNG

- 1** Tổng thể về sản phẩm
Hình ảnh, cấu tạo
- 2** Thông tin kỹ thuật
Thông số cụ thể, chi tiết
- 3** Đặc điểm sản phẩm
Ưu việt của sản phẩm
- 4** Bao bì nhãn mác
Tổng thể nhận diện sản phẩm

01

Tổng thể về sản phẩm



● Mô tả chung

HAKEN

Cân đo sức khỏe thông minh HAKEN sử dụng phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học BIA - Phương pháp đo lường sức khỏe tân tiến và chính xác nhất thế giới, đo được **15 chỉ số sức khỏe**: nhịp tim, cân nặng, BMI, tỷ lệ mỡ cơ thể, mỡ nội tạng, mỡ dưới da, tỷ lệ cơ bắp, trọng lượng không bao gồm xương, nước cơ thể, cơ xương, khối lượng xương, đạm, BMR, độ tuổi cơ thể.....Cung cấp cho bạn một nguồn dữ liệu chính xác, giúp bạn hiểu rõ về cơ thể của mình



HAKEN

PHÂN TÍCH TRỞ KHÁNG ĐIỆN SINH HỌC BIA


HAKEN

ĐO LƯỜNG 15 CHỈ SỐ CƠ THỂ

- Trọng lượng cơ thể
- Mỡ dưới da
- Lượng nước cơ thể
- Tỷ lệ cơ xương
- Tuổi cơ thể
- BMI
- Chỉ số đo cân nặng
- Trọng lượng nạc cơ thể
- Protein
- Khối lượng cơ xương
- Trọng lượng lý tưởng
- Tỷ lệ mỡ cơ thể
- Mỡ nội tạng
- Tỷ lệ xương
- Tỷ lệ trao đổi chất
- Đo nhịp tim

● Hình ảnh sản phẩm

HAKEN



02


Thông tin kỹ thuật



● Bảng thông số kỹ thuật

HAKEN

Đặc điểm	Chi tiết
Mã hàng	HK-CD01
Kích thước sp	260*260*18mm
Hiển thị	Màn hình hiển thị LED
Đo lường chỉ số	15 chỉ số cơ thể
Pin	2*AAA
Quy cách	10c/kiện
Thời gian bảo hành	12 tháng
Giá catalogue	372.000 VNĐ



03

Đặc điểm sản phẩm





Cân nặng của cơ thể là phương pháp để xác định một người có bị thừa hay thiếu cân



Tỷ lệ chất béo trong cơ thể là thước đo để xác định xem một người có bị thừa hay thiếu cân không



Phân tích trở kháng điện sinh học BIA

Phương pháp phân tích cơ thể khoa học và chính xác nhất thế giới, phân tích chỉ số cơ thể qua 4 điện cực ở bàn chân

HAKEN

4 ĐIỆN CỰC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC NHẤT THẾ GIỚI



Phương pháp phân tích trở kháng sinh học BIA

The diagram shows a grey silhouette of a person standing on a black scale with four silver electrodes on the feet. A red line traces the path of the electrical current through the body. The scale's display shows '52.0'. The text '4 ĐIỆN CỰC' is in a red box, and 'Phương pháp phân tích trở kháng sinh học BIA' is in a red box at the bottom.

Đo lường 15 chỉ số cơ thể

Nhờ tính dẫn điện cao của cơ, mạch máu và xương (do hàm lượng nước cao) và độ dẫn điện thấp của mỡ trong cơ thể, thiết bị sử dụng phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học BIA dẫn một dòng điện rất yếu và cực kì an toàn qua cơ thể của bạn để xác định số lượng mô mỡ, cơ, xương..., sau đó tính toán và xác định tỷ lệ % các thành phần trong cơ thể.





ĐO LƯỜNG
15 CHỈ SỐ
CƠ THỂ

-  Trọng lượng cơ thể
-  Chỉ số đo cân nặng
-  Tỷ lệ mỡ cơ thể
-  Mỡ dưới da
-  Trọng lượng nạc cơ thể
-  Mỡ nội tạng
-  Lượng nước cơ thể
-  Protein
-  Tỷ lệ xương
-  Tỷ lệ cơ xương
-  Khối lượng cơ xương
-  Tỷ lệ trao đổi chất
-  Tuổi cơ thể
-  Trọng lượng lý tưởng
-  Đo nhịp tim



16:26

Fitdays

Tương phản 08:47 08/11/2023 >

0.9 kg | 1.6% | 0.3

Cân nặng | Tỷ lệ mỡ cơ thể | BMI

Chi tiết Thu gọn dữ liệu >

Cân nặng 50.8 kg

45 | 56 | 60.8

Gầy | Bình thường | Cao | Quá mức

Phân tích chỉ báo

Cân nặng có thể được coi là một chỉ số về sức khỏe tổng thể

BMI BMI 20.9

Tỷ lệ mỡ cơ thể 27.0%

Tỷ lệ cơ bắp 69.4%

Đo | Biểu đồ | Tôi



KẾT NỐI DỮ LIỆU QUA APP FITDAYS

Kết nối thông minh qua app FITDAYS, vô cùng đơn giản, dễ sử dụng với tất cả mọi người. Thông qua app FITDAYS để theo dõi sự biến đổi cơ thể của mình theo từng ngày, từng tuần, từng tháng... Từ đó, giúp bạn có dữ liệu để xây dựng một chế độ sống lành mạnh, cân bằng và khoa học nhất.

Hỗ trợ đo lường sức khỏe và theo dõi cho nhiều người cùng một lúc và cảnh báo khi có sự thay đổi lớn về cơ thể/người dùng



Cảm biến trọng lượng bằng thép mangan hình chữ G

Có thể cảm nhận sự thay đổi về cân nặng nhỏ đến 50 g, giúp cho kết quả đo của Cân đo sức khỏe HAKEN chính xác hơn.
Cân cũng hỗ trợ chuyển đổi giữa đơn vị kilogram và pound để dễ đọc.



CẤU TRÚC HOÀN HẢO, CHẮC CHẴN

Cấu trúc sản phẩm chắc chắn, chống trơn trượt, mặt kính cường lực chất lượng cao với độ dày lên tới 6mm, chịu tải 180kg



ĐỒNG BỘ VỚI DỮ LIỆU SỨC KHỎE TRÊN ĐIỆN THOẠI

HAKEN

ĐỒNG BỘ VỚI ỨNG DỤNG SỨC KHỎE TRÊN ĐIỆN THOẠI



Apple Health Samsung Health

fitbit App Google Fit

TẢI ỨNG DỤNG

Download on the App Store

GET IT ON Google Play





04 Bao bì nhãn mác



● Bao bì nhãn mác

HAKEN



Vỏ kiện

*Vỏ kiện màu nâu vàng, in hiệu HAKEN
Dán tem bảo hành điện tử*



Vỏ hộp

*Vỏ hộp in màu đỏ, in hiệu HAKEN
Dán tem bảo hành điện tử*



HDSD

Hướng dẫn sử dụng



Tem nhãn

Tem thông số sản phẩm, tem bảo hành điện tử

Hướng dẫn sử dụng tem Bảo hành điện tử

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH



1 Tìm tem Bảo hành điện tử trên sản phẩm

2 Mở ứng dụng Zalo hoặc Camera

3 Sử dụng điện thoại quét mã QR code trên tem bảo hành điện tử thông qua ứng dụng Zalo hoặc Camera điện thoại.

3 Truy cập đường link

Sau khi quét mã QR nhấn vào đường link trên màn hình điện thoại tới trang bảo hành.

4 Kích hoạt bảo hành

Ấn vào nút Kích hoạt bảo hành ngay và điền đầy đủ thông tin. Sau đó ấn nút Kích hoạt.



*Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ số Hotline: (024)2242-2626 để được hỗ trợ

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HÀNH


CÁCH 1

1 Mở ứng dụng Zalo hoặc Camera

Sử dụng điện thoại quét mã QR code trên tem bảo hành điện tử thông qua ứng dụng Zalo hoặc Camera điện thoại.

2 Truy cập đường link

Sau khi quét mã QR nhấn vào đường link trên màn hình điện thoại tới trang bảo hành.



CÁCH 2

1 Truy cập website bảo hành

Truy cập baohanh.haken.vn hoặc truy cập vào trang web haken.vn rồi chọn mục Bảo hành. Sau đó chọn mục Tra cứu hạn bảo hành.



2 Tra cứu BH

Sau đó nhập mã số bảo hành trên tem bảo hành điện tử. Rồi ấn nút Tra cứu thông tin.



*Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ số Hotline: (024)2242-2626 để được hỗ trợ

HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU BẢO HÀNH SỬA CHỮA

1 Thực hiện các bước như tra cứu bảo hành




2 Chọn mục Gửi yêu cầu bảo hành, sửa chữa



3 Gửi yêu cầu Bảo hành

Điền đầy đủ thông tin sau đó ấn xác nhận Gửi yêu cầu.



*Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ số Hotline: (024)2242-2626 để được hỗ trợ



Thanks for watching

Công ty cổ phần ADLUX VIỆT NAM

MST: 0107559633 – Hotline: 0968 986 158

VPGD: C2 ngõ 252 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội